

Infinity Gamma XL

Цветной портативный монитор

Характеристики:

Портативный, компактный монитор, с выдвижной ручкой для транспортировки. Большой световой индикатор тревоги на верхней части панели. Вес 3,32 кг без батарей.

Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей размером 8,4", с разрешением 640 x 480 пиксель. Обеспечивает контроль до 7-ми параметров и отображение 4 кривых.

Использование **ТОЛЬКО ОДНОГО!** кабеля для подключения к монитору электродов ЭКГ, температурных датчиков и датчика пульсоксиметрии.

Разъём для подключения блока капнографии.

Использование для всех возрастных групп пациентов, как в палате реанимации и операционной, так и при транспортировке пациента.

Быстрый переход от работы в мониторной сети к транспортному варианту с использованием стыковочного модуля "Infinity Docking Station".

Работа от аккумулятора и от электрической сети.

Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти.

Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском языке.



Возможности монитора:

- ЭКГ (3, 5 и 6 отведений)
- Базовый анализ аритмий
- Расширенная программа аритмий (программная опция)
- Анализ ST сегмента (программная опция)
- Респирация
- SpO₂ (система " Nellcor" и система " Masimo")
- Пульс
- Температура (1 канал)
- Неинвазивное давление
- Инвазивное давление 1-2 канала (программная опция)
- Оксикардиореспираграмма для неонатальных пациентов (программная опция)
- Концентрация CO₂ в конце выдоха (в прямом и боковом потоке)
- Подключение газового модуля
- Подключение в проводную мониторную сеть
- Подключение в беспроводную мониторную сеть (программная опция)
- Подключение двухканального регистратора или лазерного принтера
- Различные варианты крепления мониторов
- Дополнительный внешний дисплей